このメンテナンスガイドは、メンテナンスチェックリスト項目の詳細を記載しています。

[保管用] アイルウォークα メンテナンスガイド

この「メンテナンスガイド」を必ずお読みい ただき、大切に保管してください。

この「メンテナンスガイド」を必ずよくお読み いただき、十分ご理解の上、「メンテナンス チェックリスト」に従って作業をすすめてく ださい。

なお、交換後のトラブルなどに関しては、一 切保証いたしかねますので、あらかじめご了 承ください。

※この「メンテナンスガイド」による作業は、 弊社契約の自社でレンタル、メンテナンスを 行っている事業者様に限ります。 ※メーカー修理対応時の修理品の返送料は、 、お客様のご負担となります。 ※製品の品質向上のため仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

目 次

正しいメンテナンス作業のながれ ・・・・・1
I.バッグの点検 ・・・・・・・・1
Ⅱ.スプレー塗料の使用(外観点検)・・・・・3
Ⅲ.シール系統の外観点検 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
Ⅳ.バネ系統の点検 ・・・・・・・・・5
V.ネジ系統の点検 ・・・・・・・・・・6
Ⅵ.樹脂パーツ①の点検 ・・・・・7
Ⅶ.樹脂パーツ②の点検 ・・・・・8
₩.車輪系統の点検 ・・・・・・・・・・9
Ⅳ.ブレーキ系統の点検 ・・・・・10
X.溶接部分の点検 ・・・・・・・・11
XI.リベット部の点検 ·····12
XII.フレームの点検 ······12
XⅢ~XⅣ.駐車用ストッパ系統の点検・・13
XV.フレームの開閉点検 ・・・・・14
XVI.ハンドルの高さ調節部点検 ・・・・・14
XVII.走行点検 ·····14
XWL. 点検の終了にあたって・・・・・14
車体の保管・お手入れ・廃棄について・・・15

TEL 086-805-4550

FAX 086-805-4551

このガイドに関しまして、ご不明な点やご質問などがありましたら、 弊社サービス係までお問い合わせください。


株式会社アイルリンク

〒700-0971 岡山市北区野田 3-16-1 下電開発ビル 2F

正しいメンテナンス作業のながれ

メンテナンスチェックリストに従って点検作業を行います。購入年月日、実施日、回数及び実施者の 各項目に記入し、メンテナンスチェック項目に沿って点検作業を進めてください。

点検作業のなかで、異常や劣化などが見つかった場合は、必要に応じて修理料金一覧表・メンテナン スパーツ料金一覧表及び発注書・パーツ交換マニュアルを参照し、メーカーに修理を依頼するもしく はパーツ交換マニュアルを十分にご理解いただき、パーツ料金一覧表よりパーツを取り寄せ、交換 を行ってください。交換までの作業をひと通り終了した後、その車体を再度メンテナンスチェックリス トに従って点検作業を行い、異常や劣化のない車体に仕上げてください。



メンテナンスチェックリストに従って点検作業を行います

I.バッグの点検 I'_II Walk o ①Wa-2:取扱説明書のバッグ内の有無 ●バッグに入っているか点検してください。 (ない場合はメンテナンスパーツ料金一覧表から Wa-2:取扱説明書 お取り寄せください) ②Wa-6:バッグ部本体(座面+背もたれ+バッグ) バッグ 全てのホックとマジックテープを止められる 座面 背もたれ ③Wa-6:バッグ部本体(座面+背もたれ+バッグ) のほつれ、破れ、汚れがない AUDORNS RA ATO Wa-6:バッグ部本体 ④Wa-7:底板の有無、 (座面+背もたれ+バッグ) 割れがない 1


アイルウォークαメンテナンスガイド



◎Wa-6:バッグ部本体(座面+背もたれ+バッグ)の破れがある場合は、交換してください。(メンテナンスパーツ料金一覧表参照) ※交換は1セットになります。座面、背もたれ、バッグの個別発送は行っておりません。

●各部のホックが正常に付いているか、またホックをとめることが できるか点検してください。

◎ホックがとれていたり、きちんととまらない場合は、交換してください。(パーツ交換マニュアル6ページ参照)



- ⑥Wa-8:ハンドル用ウレタンスポンジの破れ、 汚れがない

◎破れ、汚れのある場合は交換してください ※設計上、Wa-8:ハンドル用ウレタンスポンジ交換時に はL-34:ハンドルグリップの同時交換が必要となります (パーツ交換マニュアル7ページ参照)

·⑤L-16:傘止めバンド(ボタン式)の有無、ホックが止められる の止められない場合は交換してください (パーツ交換マニュアル7ページ参照)

-⑦Wa-9:肘掛け用ウレタンスポンジの破れ、 汚れがない(左右2ヶ所) の破れ、汚れのある場合は交換してください (パーツ交換マニュアル8ページ参照)

⑧Wa-10・Wa-11・Wa-12:バッグ受け各フレームに傷や汚れがない
 ◎傷、汚れのある場合は交換してください(パーツ交換マニュアル14~15ページ参照)
 ⑨Wa-10・Wa-11・Wa-12:バッグ受け各フレームにゆがみがない
 ◎ゆがみのある場合は交換してください(パーツ交換マニュアル14~15ページ参照)

お手入れについて

●Wa-6:バッグ部本体(座面+背もたれ+バッグ)に汚れのある 場合は、やわらかい布などで拭き取ってください。

●シンナー、ベンジンなどの揮発性溶剤を使用しないでください。
 ◎傷のある場合は、交換してください(パーツ交換マニュアル6ページ参照)
 ◎汚れが落ちない場合は、紫外線によりバッグ・座面が変色していることがあります。使用過程の変退色による原因も考えられます。 交換してください。

(パーツ交換マニュアル6ページ参照)

取り外し方法

〈バッグ〉 バッグを垂直に持ち上げて取り外します。



〈背もたれ〉

背もたれのホック1ヶ所をはずします。 ●背もたれうしろは袋状になり、背もたれパイ プに差し込んだ状態になっています。袋状の内 側からホック1ヶ所を外し背もたれを持ち上げ てください。




背もたれホック1ヶ所

〈座面〉

座面うしろ側のホック3ヶ所を外します。

●座面は袋状になり、座面パイプに差し込んだ 状態になっています。座面を前に引っ張り、座 面パイプから抜いてください。



座面ホック3ヶ所

Ⅱ. Wa-13:スプレー塗料の使用(外観点検)

<u>※作業に取りかかる前に、車体からWa-6:バッグ部</u> 本体(座面+背もたれ+バッグ)を取り外してください。

①フレーム本体に塗装剥げや傷がついていない ©塗装剥げや傷がある場合は、Wa-13:スプレー塗料 で補修をしてください。

(パーツ交換マニュアル8ページ参照)



Wa-13:スプレー塗料



Wa-6:バッグ部本体 (座面+背もたれ+バッグ) を取り外した状態

Ⅲ.シール系統の外観点検

●各部のシールが剥がれ落ちていたり、汚れていないか点検してください。 ◎シールが剥がれ落ちていたり、汚れている場合は、交換してください。 (パーツ交換マニュアル9~10ページ参照)



⑤Wa-16:注意シール (ハンドル部右パイプ部1ヶ所) ⑥15:ブレーキ調整シール(左右2ヶ所)

Ⅳ.バネ系統の点検

●各部のバネのはずれ、錆などの点検をしてください。
 ●バネが伸びて引きが悪くなっていないか点検してください。
 ◎バネが外れて無かったり、錆びている場合、新しいバネと交換してください。
 (パーツ交換マニュアル10~11ページ参照)



Ⅴ.ネジ系統の点検


●各部のネジの脱落やゆるみの点検をしてください。 ◎ネジがはずれたり、ゆるみがある場合は締め直し、 ゆがんだり錆びている場合は交換してください。 (パーツ交換マニュアル12~15ページ参照)






Ⅵ.樹脂パーツ①の点検

各樹脂パーツの割れ、汚れがないか点検をしてください。 ②割れがあったり、汚れなどが取れない場合は交換してください。 (パーツ交換マニュアル15ページ参照)




③Wa-31:パイプエンド ツメ4分パイプ用 (カゴフレーム上部) 左右2ヶ所、






 ①Wa-30:パイプエンド ツメ6分パイプ用 (座面受け部) 左右2ヶ所



②L-70:パイプエンド
 ツメ5分パイプ用
 (座面後部)
 左右2ヶ所



④Wa-32:ハンドル高さ調節キャップ (左右2ヶ所)



⑤Wa-33:傘受けブラケット (左後脚1ヶ所)


Ⅶ.樹脂パーツ②の点検

各樹脂パーツの割れ、汚れがないか点検してください。 ②割れがあったり、汚れなどが取れない場合は交換してください。 (パーツ交換マニュアル16~17ページ参照)



1.車輪系統の点検

●樹脂のひび割れや傷・汚れ、車輪の摩もうの点検をしてください。
 ●ゆがみや錆がないか点検してください。
 ◎割れていたり摩もうが激しい場合は交換してください。
 (パーツ交換マニュアル18~20ページ参照)



9

左右

60度

※キャスター切り替え レバーを引き上げた状

態を指します

アイルウォークαメンテナンスガイド

⑤Wa-41:キャスター切り替えレバー が左右60度の切り替え位置で前輪を 右60度位置に保ち、前輪を持ち上げ た時、スムーズに前輪が正面方向に 転換する→左右2ヶ所

⑥Wa-41:キャスター切り替えレバー が左右60度の切り替え位置で前輪を 左60度位置に保ち、前輪を持ち上げ た時、スムーズに前輪が正面方向に げた状態で確認 転換する→左右2ヶ所

⑦Wa-41:キャスター切り替えレバー を固定位置で車体を押した時、 Wa-36:前車輪(車輪2枚)とWa-37: 後車輪(車輪2枚)が空回りせずに可 動する→前後4本



※キャスター切り替

えレバーを引き上


※キャスター切り替 えレバーを下げた 状態で確認





区.ブレーキ系統の点検

●ブレーキ系統各部の傷や割れ、その他の点検をしてください。 ◎傷や割れ、抜け落ちがある場合は交換してください。 (パーツ交換マニュアル21~25ページ)




X.溶接部分の点検

溶接部分のがたつきや外れがないか点検してくさい。 ◎溶接部分にがたつきや外れが見つかった場合は、 メーカーに修理を依頼してください。 (修理料金一覧表参照)



XI.リベット部の点検

すべてのリベットが正常にかしめられているかを点検してください。 ●リベットの先端部がきれいにカールしているかを確認してください。 ●錆やがたつき、はずれがないか点検してください。。 外れがある場合には、メーカーに修理を依頼してください。 (修理料金一覧表参照)





②前脚と座面受け可動パイ プつなぎ部(左右2ヶ所)



③本体折りたたみバネかけ部 座面受け可動パイプ側 (左右2ヶ所)

④座面折りたたみバネかけ部・ (左右2ヶ所)

5座面折りたたみ可動パイプ

三角板部(左右6ヶ所)

XⅡ.フレームの点検

フレームのゆがみ、がたつきはないか点検してください。 ◎歪みが見つかった場合は、メーカーに修理を依頼してください。 (修理料金一覧表参照) ⑥本体折りたたみバネ かけ部(プレート)(左右4ヶ所)



⑦バッグ受け本体フレーム と背もたれパイプつなぎ部 (左右2ヶ所)




⑧背もたれパイプ部(左右4ヶ所)



XⅢ.駐車用ストッパ(座面連動プレート)系統の点検

駐車用ストッパ(座面連動プ レート)系統各部にリベットの 錆や外れがないか点検をし てください。

◎駐車用ストッパ(座面連動 プレート)系統各部にリベット の錆や外れが見つかった場 合は、メーカーに修理を依頼 してください。(修理料金一覧 表参照)



②本体折りたたみバ ネかけ部(プレート)ス トッパつなぎプレート

XⅣ. 駐車用ストッパ(座面連動プレート)ブレーキ系統の可動部性能点検


◎違和感や異常が見つかった場合は、ブレーキ設定をやり直してください。(パーツ交換マニュアル3 ページ参照)ブレーキ設定をやり直しても改善されない場合はメーカーに修理を依頼してください。(修 理料金一覧表参照)




①車体をひろげた状 態で座面の上げ下げ を行い、座面連動プ レートがスムーズに可 動する



②車体をひろげて座 面を下げた状態でブ レーキタイヤ押さえが しっかりと両車輪(※ 下図矢印部分)を押さ えている






③ブレーキレバーを下にさげて駐車用ストッ パかけた時、両車輪がロックされる ブレーキレバーを下げた状態で、ブレーキタ イヤ押さえが後車輪(※右図矢印部分)に押 し当たるか

④ブレーキレバーを握った時、両車輪に均 等にブレーキがかかる

⑤ブレーキレバーを握った時に、レバーが 固くない

ブレーキレバーが固い場合は、ブレーキワ イヤーが折れ曲がっていることがあります。 (パーツ交換マニュアル22ページ参照)



↑部分が車輪を押さえているこ とを確認して下さい ※ブレーキタイヤ押さえが後車 輪に押し当たっていないときはブ レーキ設定の必要な場合があり ます。(パーツ交換マニュアル3 ページ参照)

XV.フレームの開閉点検

 ◎違和感や異常が見つかった場合は、メーカーに 修理を依頼してください。(修理料金一覧表参照)
 ①スムーズに車体を折りたたむことが出来る
 ◆〈車体を折りたたむ〉片手でハンドルを持ちながら、折りたたみレバーを下げてください。

②フレームを折りたたみ、手を離しても車体は自 立している

③スムーズに車体を開くことが出来る

●〈車体を組み立てる(開く)〉片手でハンドルを持ちながら、折りたたみレバーを引き上げてください。



X WL. 走行点検

車体を走行させるなど、①~④の走行点検行ってください。 ◎違和感や方向転換ができないなど異常が見つかった場合は、 メーカーに修理を依頼してください。(修理料金一覧表参照)

①キャスター切り替えレバーを固定位置で前輪キャスター
 を固定した状態で、違和感無く車体を押せる
 ●平らな所に車体を置き、左右のハンドルグリップ部分を突き押します。

2~3m程走行し、真っ直ぐ進むか確認して下さい。

②キャスター切り替えレバーが左右60度の切り替え位置に て前輪キャスターを左右60度ずつ動かせる状態で車体を 動かし、スムーズに左右60度ずつに方向転換が出来る



③車体を自然に走行させながら、 左右のブレーキレバーを 握り、車体を制動させることが出 来る

④車体を広げ、静止させた状態で、尚且つ座面を上げた状態で 左右のブレーキレバーを下げたと きブレーキロックがかかり車体を 制動させることが出来る

ХШ. 点検の終了にあたって


・バッグ部の3点をフレームに装着してください
・バッグに取扱説明書を入れてください

XVI. ハンドルの高さ調節部点検 ①ハンドル高さ調節キャップがスムーズに上 げ下げ出来る

②ハンドルの高さを調節する時、スムーズに 上げ下げ出来る

●左右のハンドル高さ調節キャップを上げ、次にハンドル高さ調節ピンを抜き、高さを合わせ、左右のハンドル高さ調節ピンをしっかりはめ込みます。最後に、左右のハンドル高さ調節キャップを下の位置に戻します。





▲ 車体の保管・お手入れ・廃棄について

※保管・お手入れについて

- 火気の近くでの保管はしないでください。
- 非常口や消火器類の前での保管はしないでください。
- 雨ざらしにしないでください。錆や劣化の原因となります。
- 車体が濡れたときは、乾いた布で拭き取ってください。
- 長期間使用しない場合は、高温多湿の場所は避けてください。
- 寒暖の差が激しいところでの保管は、バッグなどの変色や硬化、車体の劣化、動作不良などの原因となる場合があります。
- メンテナンスが終了した車体であっても、長期間保管していた場合は、再度、メンテナンスチェックリストによる点検作業を行ってください。
- ※廃棄について
- ●各自治体の指示に従って処分・廃棄してください。