

業界初

H型
歩行器



理学療法士・作業療法士と
共同開発



アルファ

アイリンクオリジナル歩行器

アイルムーヴ α



安定した
歩行姿勢



小回りも
スムーズ



補助しやすく
安心



前後どちらからも
利用可能



1 安定した歩行姿勢

しっかり腕をのせ、歩行器を身体にぴったり密着させるため、安定した歩行姿勢が保てます。



ひじまで
しっかり
置けます

身体を歩行器に
密着できます

握りやすい
ラウンド
形状

腕と身体で
しっかり
支えられます



段階に応じた
自立歩行ができます



身体を
あずけて



前腕のみで



掌のみで

2 小回り 抜群

身体にフィットし、動きやすいため、その場での回転も可能です。



3 補助 しやすい

介助者と歩行器の距離が近いので、後方からの補助が楽に行えます。



ひじの後ろから補助ができます

4 前後 どちらからも 使える

業界初のH型肘置きパットで、向きを気にせず使えます。



理学療法士・作業療法士の観点がか
活かされています

介助を行いやすく、体幹の安定性が得られます



理学療法士
形川 ゆきの

H型の形状と自然と握ってしまうパット形状により、安定した前腕支持で良姿勢が保てます。身体をあずけた状態で使用することもでき、真ん中のフレームにより体幹の安定性と体幹伸展が得られやすくなっています。また、小柄な方や女性でも後方からの介助が楽に行いやすいです。

業界初のH型のフレームが、使いやすい！



作業療法士
川場 光陽

従来の歩行器に比べ、小回りが利くので狭い廊下での方向転換がスムーズになりました。H型の支持フレームにより、前後どちらからでも移動が可能になり、トイレや脱衣所への出入りもラクラク。リハビリだけではなく、日常生活の場面でも汎用性が高いと思います。


製品仕様

意匠登録

寸法(単位:cm)

●折りたたみ時

●通常時



商品名	アイルムーヴα(アルファ)
価格	¥75,000(非課税)
材質	スチール
重量	11.6kg
TAIS	01446-000002
キャスター	10cm(四輪自在)

※カタログと実際の製品の色・柄は多少異なる場合があります



株式会社アイルリンク Tel (086)805-4550

〒700-0971
岡山市北区野田3-16-1
Fax (086)805-4551